

رنگ درپوش و نوع تیوپ های خونگیری مورد استفاده در آزمایشگاه بیمارستان چمران

کاربرد	انواع افزودنی ضد انعقاد	رنگ درپوش در چمران
بیوشیمی- ایمنولوژی-سرولوژی-بانک خون ویرال-هورمونها- ویتامین D	ژل دار	درپوش قرمز
هماتولوژی- بانک خون و HbA1c	نمک های EDTA(اگرالات)	سبز
تست های انعقادی (Fibrinogen- D Dimer - INR, PT,PT T)	سیترات سدیم	بنفش و آبی
ESR	سیترات سدیم	زرد(بندرت قرمز)

توجه :

۱- تیوپ های جدید خریداری شده جهت تست ESR درپوش زرد دارد ولی ممکن است باقیمانده از قبل در بخش ها موجود باشد لطفا به نوشته روی تیوپ و فاقد ژل بودن توجه کنید.

۲- لوله های CBC حاوی ضدانعقاد (بدر پوش سبز) دارای دو خط برجسته بالا و پایین روی تیوپ می باشد که نشانه حداقل و حداکثر خونی است که می توانید در این تیوپ بریزید نه بیشتر و نه کمتر.

۳- تیوپ های بنفش یا آبی جهت تست های انعقادی (۱/۸ سی سی خون) و تیوپ های زرد یا قرمز جهت ESR (۱/۶ سی سی) یعنی فقط تا خط مخصوص خون گیری شود .

نکته :

نمونه هماتولوژی شامل: Retic -CBC و PBS می باشد.

نمونه بیوشیمی شامل:

BS- BUN- Cr- TG- Cholestrol- LFT- Na- K- Mg- Ca- P- Uric acid- Troponin- CRP- Serum Iron(SFe)- TIBC